

平成最後の
特別企画

まとめて買えば、さらにお得！

信頼と実績のミニプレップキット

QIAprep™ Spin Miniprep Kit (250)

pH 指示薬でいつでも最適条件を実現した PCR 精製キット

QIAquick® PCR Purification Kit

回収率 ~ 95%で貴重なフラグメントも安心のゲル抽出キット

QIAquick Gel Extraction Kit

キャンペーン期間：2019年3月15日(金)まで 当日受注分有効

プラスミド精製キット

QIAprep Spin Miniprep Kit (250)

20 µg までの分子生物学実験グレードのプラスミド DNA 精製

- 分子生物学実験グレードのプラスミド DNA を 20 分で調製
- 様々なベクターコピー数に対応したプロトコール
- High-Yield Supplementary Protocol で 30 µg まで収量を向上



プロモーション
コード
JP19SEBD1

2個以上まとめて買うと、キット単価が **20% オフ!**

2個以上のご注文の際は、プロモーションコードを添えてご注文ください。

製品名	内容	Cat. no.	希望小売価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
QIAprep Spin Miniprep Kit (250)	QIAprep 2.0 Spin Columns (250 本)、 精製試薬およびコレクションチューブ	27106	53,000	42,400

関連製品情報

QIAprep Spin Miniprep Kit 中のカラムの単品販売

QIAprep 2.0 Spin Miniprep Columns (100 spin columns)

QIAprep 2.0 Spin Columns は特殊なシリカメンブレンを有するカラムです。高濃度のカオトロピック塩存在下で 20 µg の DNA がこのメンブレンに結合し、少量の低塩濃度のバッファーで溶出されます。溶出された高純度プラスミド DNA は、沈殿、濃縮、脱塩の必要がなく、即使用可能です。

QIAprep Spin Miniprep Kit でカラムが不足した場合に、おすすめです。



製品名	内容	Cat. no.	希望小売価格 (¥)
QIAprep 2.0 Spin Miniprep Columns (100)	QIAprep 2.0 Spin Columns (100 本)	27115	14,000

PCR 産物精製キット

QIAquick PCR Purification Kit

100 bp ~ 10 kb の PCR 産物を簡単精製

- 安心の高回収率 (~ 95%)
- プライマー、dNTP、酵素、ミネラルオイル、塩類などの夾雑物を除去
- pH 指示薬で DNA 結合の最適 pH を簡単にチェック
- 30 ~ 50 μ l で溶出精製



プロモーション
コード
JP19SEBD1

2個以上まとめて買うと、キット単価が **25% オフ!**

2個以上のご注文の際は、プロモーションコードを添えてご注文ください。

製品名	内容	Cat. no.	希望小売価格 (¥)	キャンペーン 価格(¥)
QIAquick PCR Purification Kit (50)	QIAquick Spin Columns (50 本)、 精製試薬およびコレクションチューブ	28104	14,000	10,500
QIAquick PCR Purification Kit (250)	QIAquick Spin Columns (250 本)、 精製試薬およびコレクションチューブ	28106	60,000	45,000

DNA 断片精製キット

QIAquick Gel Extraction Kit

ゲル抽出および酵素反応液からの DNA 精製

- 安心の高回収率 (~ 95%)
- 最高 10 μ g の DNA (70 bp ~ 10 kb) を精製
- pH 指示薬で DNA 結合の最適 pH を簡単にチェック
- 30 ~ 50 μ l で溶出精製



プロモーション
コード
JP19SEBD1

2個以上まとめて買うと、キット単価が **25% オフ!**

2個以上のご注文の際は、プロモーションコードを添えてご注文ください。

製品名	内容	Cat. no.	希望小売価格 (¥)	キャンペーン 価格(¥)
QIAquick Gel Extraction Kit (50)	QIAquick Spin Columns (50 本)、 精製試薬およびコレクションチューブ	28704	14,000	10,500
QIAquick Gel Extraction Kit (250)	QIAquick Spin Columns (250 本)、 精製試薬およびコレクションチューブ	28706	60,000	45,000

関連製品情報

QIAquick PCR Purification Kit および QIAquick Gel Extraction Kit 用カラム単品販売

New QIAquick Spin Columns (100)


特殊なシリカメンブレンを有するカラムです。高濃度のカオトロピック塩存在下で 20 µg の DNA がこのメンブレンに結合し、少量の低塩濃度のバッファーで溶出されます。溶出された高純度プラスミド DNA は、沈殿、濃縮、脱塩の必要なく、即使用可能です。QIAquick Kits で、カラムが不足した場合におすすめです。



QIAquick PCR Purification Kit および QIAquick Gel Extraction Kit 両方のアプリケーションを 1 つのキットに

New QIAquick PCR & Gel Cleanup Kit (100)

QIAquick PCR & Gel Cleanup Kit は、最大 100 反応分の PCR Purification または 100 反応分の Gel Extraction を実施するのに十分な試薬が含まれています。両プロトコルの違いは、バインディングバッファーの違いのみで、操作手順は同じです。一つのキットで 2 つのアプリケーションに対応したキットです。単品販売の QIAquick Spin Columns (100) と組み合わせて使用すると経済的です。



QIAquick Gel Extraction 操作手順で抽出する前後の DNA 断片を比較し、すべての断片で約 80% という高い回収率が得られた。
[A] 1 ~ 5 は抽出前、P は抽出後プールしたものの。[B] 1 ~ 3 は抽出前、P は抽出後プールしたものの。M : pTZ-Hinfl マーカー。

製品名	内容	Cat. no.	希望小売価格 (¥)
QIAquick Spin Columns (100)	QIAquick Spin Columns (100 本)	28115	14,000
QIAquick PCR & Gel Cleanup Kit (100)	PCR 断片の精製およびゲルからの DNA 断片の回収 (最大 100 反応分)	28506	27,000

記載の製品は研究用です。疾病の診断、治療または予防の目的には使用することはできません。最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項については、各 QIAGEN キットの Handbook または User Manual をご覧ください。QIAGEN キットの Handbook および User Manual は www.qiagen.com から入手されるか、QIAGEN テクニカルサービスまたはお近くの代理店へお問い合わせください。

注意事項

- 適用される価格は日本国内においてキャンペーン期間に適用されます。
- 本紙に示されたキャンペーン価格は、消費税別表示です。
- 本キャンペーンがお客様の購買ポリシーに反しないかを発注前にお客様自身でご確認ください。

Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAprep™, QIAquick® (QIAGEN Group). 本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。製品情報、仕様、カタログ番号 (Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。© 2019 QIAGEN, all rights reserved.

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき 3-13-1 | Forefront Tower II
Tel: 03-6890-7300 | Fax: 03-5547-0818 | E-mail: techservice-jp@qiagen.com | www.qiagen.com

販売店