



期間限定

30%
OFF

組織中の RNA 保存液+精製キット の オールインワンキット RNeasy Protect Mini Kit (50)

キットに含まれるもの ①

RNA 保存液「RNAprotect®」

- 組織・細胞中の発現プロファイルを忠実に保存!
- 遺伝子発現誘導・抑制が起こりにくい!
- 長期保存も可能!




図1 RNAの保存性を比較
RNAprotectで保存処理された
ラットの肺組織を多様な条件
で保存し、RNA量を比較した

C: 液体窒素で凍結後、-80°C
で保存

キットに含まれるもの ②

RNA 精製「RNeasy™」

- 組織から最大 100 μg までの高品質な RNA を採取
- 信頼と実績の RNeasy を組み合わせたキット
- キアゲンのシリカメンブレン技術



キャンペーン期間：

2021年11月15日～2022年1月28日（当日受注分有効）

本キャンペーン製品をご購入の際は、プロモーションコードを添えて発注ください

プロモーションコード
JP21RNEZ1

時間に追われず計画的な RNA 精製が可能に





図 2 RNA の経時的分解

ラットの肝臓を採取後、0～60分経過時におけるRNA量をRNAprotect kitおよび標準的な手法（安定化処理なし）でRNAの状態を電気泳動およびノーザンブロットにて比較した。

表 1 RNAprotect キットでの平均的な RNA 収量

マウスの組織	供試した量 (mg)	平均収量 (µg)
脳	10	10
肝臓	10	43
肺	10	12
脾臓	10	45

RNeasy Protectキットによる RNA 精製手順



オーダーインフォメーション

製品名*	Cat. no.	容量	希望小売価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
RNeasy Protect Mini Kit (50)	74124	50 回用	42,500	29,800
RNeasy Protect Mini Kit (250)	74126	250 回用	185,000	(対象外)

* 上記キャンペーン対象のキットの他にも、培養細胞用、バクテリア用、唾液用等の専用キットもご用意があります。詳しくは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

価格は消費税別表示です。他のキャンペーンと組み合わせて割引を適用させることはできません。本キャンペーンがお客様の購買ポリシーに反しないかを発注前にお客様自身でご確認ください。

最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項に関しては、ウェブサイト www.qiagen.com の “Trademarks and Disclaimers” をご覧ください。QIAGEN キットの Handbook および User Manual は www.qiagen.com から入手可能です。

Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight®, RNeasy™, RNAprotect® (QIAGEN Group).
 本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。製品情報、仕様、カタログ番号 (Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
 2302772 10/2021 © 2021 QIAGEN, all rights reserved.

株式会社 キアゲン | 〒 104-0054 | 東京都中央区勝どき 3-13-1 | Forefront Tower II
 Tel:03-6890-7300 | Fax:03-5547-0818 | E-mail:techservice-jp@qiagen.com | www.qiagen.com

販売店使用欄