



QIAcubeユーザー様限定キャンペーン



キャンペーン期間

2022.4.18 (月)～ 7.15 (金) 当日ご注文分まで



キャンペーン1: QIAcube 買い替えプログラム

定番で最新型のQIAcubeを手に入れるチャンス
～この機会にぜひ新しいQIAcubeをご検討下さい～

キャンペーン価格	9003077	QIAcube Connect System FUL-1	2,214,750 円
	希望小売価格	2,953,000 円～	
	9003158	QIAcube HT Platform System FUL-1	3,465,000 円
	希望小売価格	4,620,000 円～	

買い替え対象 **QIAcube のユーザー様**

キャンペーン2: Tissuelyser II 購入プログラム

大好評のTissuelyser IIをお得に手に入れるチャンス
～ぜひこの機会に新しいTissuelyser IIをご検討下さい～


キャンペーン価格	85300	Tissuelyser II	931,500 円
	希望小売価格	1,242,000 円～	

QIAcube Connect

困難なサンプルや実験にもとことんこだわるQIAGEN



買い替え対象: QIAcube



キャンペーン製品: QIAcube Connect (最新型のQIAcube)

QIAcube で培った経験と実績をもとに、QIAcube Connect はボタンを押すだけで、広く研究室で利用されているQIAGEN スピнкаラムによる核酸抽出・精製作業を無理なく自動化します。

特長

- QIAGEN スピнкаラムの溶解、結合、洗浄、溶出ステップを自動化
- キット80以上、3,000を超えるカスタムプロトコール
- 作業の安全性、内蔵型のUVライトによる除染、デジタル化された作業フロー、サンプル追跡システム、事前確認機能など

装置名	QIAcube	QIAcube Connect
装置寸法	650x620x570 mm	650x620x580 mm
サンプルスループット	12サンプル	12サンプル
UV除染	なし	あり
バーコードリーダー	なし	あり
タブレット用QIAcube Connectアプリ (付属品)	なし	あり
リモートエラー(実行完了通知)	なし	あり
ランレポート	なし	あり
記憶プロトコール数	制限あり	制限なし-全プロトコール搭載済
タッチスクリーンまたはスクリーンサイズ	小さなタッチスクリーン	大スクリーンにソフトウェアによるセットアップ補助機能
照明付きワークテーブル	なし	あり

ハイスループット(96サンプル)のQIAcube HTもキャンペーン対象としてご用意しております。

TissueLyser II

破碎から精製まで一貫してこだわるQIAGEN




キャンペーン製品: TissueLyser II

多数の生体サンプルから、DNA、RNAおよびタンパク質の遊離を容易に行うハイスループットタイプの破碎システムです。ビーズによる破碎法は組織を破碎するのみならず、細胞ライセートの粘性を剪断することができ、核酸の収量向上に有効です。

特長

- 48あるいは192サンプルをビーズで破碎
- 最大192サンプルをわずか2～5分で破碎
- 標準化された破碎法で再現性の高い結果を実現
- さまざまなサンプル種や破碎バッファに対応
- ヒト、動物、あるいは植物の組織、バクテリア、酵母などを破碎

精製する生体物質	サンプルタイプ	QIAGENキット
RNA	溶解が容易な組織	• RNeasy Kits • RNeasy Plus Kits • RNeasy Protect Kits
	繊維性組織	• RNeasy Fibrous Tissue Kits
	全タイプの組織	• RNeasy Lipid Tissue Kits • RNeasy Universal Tissue Kits
	植物組織	• RNeasy Plant Mini Kit
	酵母	• RNeasy Kits
	バクテリア	• RNeasy Protect Bacteria Kits
microRNA	全タイプの組織	• miRNeasy Kits
DNA	ヒト組織	• QIAamp DNA Kits
	動物組織	• DNeasy Blood & Tissue Kits
DNAおよびRNA	組織	• AllPrep DNA/RNA Kits
DNA、RNA、タンパク質	組織	• AllPrep DNA/RNA/Protein Mini Kit



QIAcube は80以上のQIAGEN キットの自動化が可能で、3000以上の実績あるプロトコールを用いて複雑化するサンプル管理をサポートします。

その他、核酸抽出・精製に関するご要望がございましたらお気軽にご相談ください。

オーダーインフォメーション

製品	内容	Cat.no.	プロモーションコード*	希望小売価格 (円・税抜)	キャンペーン価格 (円・税抜)
QIAcube Connect System FUL-1	装置本体、設置・基本取扱説明、製品保証 (1年間) および製品点検 (保証期間内に1回) を含む	9003077		2,953,000	2,214,750
QIAcube HT System FUL-1	装置本体、設置・基本取扱説明、製品保証 (1年間) および製品点検 (保証期間内に1回) を含む	9003158		4,620,000	3,465,000
QIAcube Connect System FUL-2	装置本体、設置・基本取扱説明、製品保証 (2年間) および製品点検 (保証期間内に2回) を含む	9002873	JP22QCREP	3,355,000	2,516,250
QIAcube Connect System FUL-3	装置本体、設置・基本取扱説明、製品保証 (3年間) および製品点検 (保証期間内に3回) を含む	9002870		3,757,000	2,817,750
Tissuelyser II		85300	JP22TLREP	1,242,000	931,500

*ご注文の際は、プロモーションコードと共にお近くの販売代理店にお問い合わせください。
キャンペーンの詳細は techservice-jp@qiagen.com 又は **03-6890-7300** までお問い合わせください。

👉 詳細につきまして、こちらをご覧ください。

QIAcube Connect



Tissuelyser II



その他の関連製品については弊社窓口か営業にお問い合わせください。

記載の QIAGEN 製品は研究用です。疾病の診断、治療または予防の目的には使用することはできません。最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項に関しては www.qiagen.com の "Trademarks and Disclaimers" をご覧ください。QIAGEN キットの Handbook および User Manual は www.qiagen.com から入手可能です。

本誌に示されたキャンペーン価格は、日本国内において、キャンペーン期間内の一回のご注文のみに適用されます。価格は税別表示です。他のキャンペーンと組み合わせて割引を適用させることはできません。本キャンペーンがお客様の購買ポリシーに反しないかを発注前にお客様自身でご確認ください。切り替えた製品は廃棄いたしません。

上記キャンペーン価格はキャンペーン期間中に適用される対象製品の日本国内向け希望小売価格であり、販売店がお客様に販売する価格を拘束するものではありません。したがって実際の販売価格につきましては販売店へのご確認をお願いいたします。

Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAcube® (QIAGEN Group). 本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載の価格はすべて税抜価格です。また、製品情報、仕様、カタログ番号 (Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2302815 03/2022 ©2022 QIAGEN, all rights reserved.