



# いつも使うものだから まとめ買いで、お得に

同じ製品を  
2 個以上の同時購入なら

希望小売価格から

**3%** 引き

さらに

同じ製品を  
4 個以上の同時購入なら

希望小売価格から

**8%** 引き

製品名	Cat. no.	希望小売価格(¥)
RNeasy® Mini Kit (50)	74104	38,500
RNeasy Mini Kit (250)	74106	168,000
QIAprep™ Spin Miniprep Kit (50)	27104	13,000
QIAprep Spin Miniprep Kit (250)	27106	58,500
QIAquick® PCR Purification Kit (50)	28104	15,000
QIAquick PCR Purification Kit (250)	28106	63,000

\* 同時購入数量に応じて対応いたします。本価格は、2022年10月1日より、適用されます。

# ラボのスタンダードキットだから、 これまでも、これからも。

RNA 精製キット

## RNeasy Mini Kit

細胞、組織、酵母からの最大 100 µg までのトータル RNA 精製

- 迅速な操作により短時間で高品質なトータル RNA を実現
- あらゆるダウンストリームアプリケーションに即使用可能な RNA
- 少量のスタートサンプルで一定した RNA 収量
- フェノール/クロロホルム抽出、CsCl 勾配遠心分離、LiCl やエタノール沈殿等全て不要



ミニプレップキット

## QIAprep Spin Miniprep Kit

20 µg までの分子生物学実験グレードのプラスミド DNA 精製

- 数分で分子生物学実験グレードのプラスミド DNA 調製
- 高 / 低コピー両方のベクターを調製できるプロトコール
- High-Yield Supplementary Protocol によりさらに高い収量
- QIAprep 2.0 Spin Column を採用



PCR 産物精製キット

## QIAquick PCR Purification Kit

最高 10 µg までの PCR 産物 (100 bp ~ 10 kb) を簡単精製

- 即使用可能な DNA の回収率が最高 95%
- 簡単な 3 ステップで PCR 産物を 30 ~ 50 µl で精製・溶出
- pH 指示薬でスピカラムの最適な結合条件をチェック



### 注意事項

- 適用される価格は日本国内のみで有効です。
- 本紙に示された価格は消費税別表示です。

記載のQIAGEN製品は研究用です。疾病の診断、治療または予防の目的には使用することはできません。最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項に関してはウェブサイト[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)の“Trademarks and Disclaimers”をご覧ください。QIAGENキットのHandbookおよびUser Manualは[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)から入手可能です。

Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAprep™, QIAquick®, RNeasy® (QIAGEN Group).

本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

製品情報、仕様、カタログ番号 (Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。2302915 08/2022 © 2022 QIAGEN, all rights reserved.

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき3-13-1 | Forefront Tower II  
Tel:03-6890-7300 | Fax:03-5547-0818 | E-mail:techservice-jp@qiagen.com | [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)

販売店